

10 LİTRELİK PREPARAT HAZIRLAMA YÖNTEMİ

10 litrelik vida dişli tıkaçlı cam veya plastik şişeler bu işlem için uygundur.

Majistral Reçeteler:

FORMÜLASYON 1	FORMÜLASYON 2
• %96 Etanol: 8333 mL • %3 Hidrojen peroksit: 417 mL • %98 Gliserol: 145 mL	• %99,8 İzopropil alkol: 7515 mL • %3 Hidrojen peroksit: 417 mL • %98 Gliserol: 145 mL

Hazırlama basamakları:



1. Basamak: Kullanılacak alkol, mezür veya ölçüm dereceli geniş bir kap ile hazırlama tankına dökülür.



4. Basamak: Alkol, hidrojen peroksit ve gliserol eklenmiş hazırlama tankı 10 litre işaretine kadar steril distile veya kaynamış soğutulmuş su ile doldurulur.



2. Basamak: Mezür ile hidrojen peroksit eklenir.



5. Basamak: Preparat hazırlandıktan sonra, buharlaşmayı önlemek için tank kapak veya vida dişli tıkaç ile hemen kapatılmalıdır.



3. Basamak: Bir mezür yardımı ile gliserol eklenir. Gliserol viskoz olduğu ve silindirin kenarlarına yapışacağı için mezür steril distile veya kaynamış soğutulmuş su ile çalkalandıktan sonra kalıntı, hazırlama tankına aktarılmalıdır.



6. Hazırlanan çözelti hafifçe sallanarak veya uygun bir aparat (kürek) kullanılarak karıştırılmalıdır.

7. Basamak: Karıştırılan çözelti hemen muhafaza edilecekleri 500 veya 100 ml hacimli kapaklı şişelere aktarılmalı ve kullanmadan önce 72 saat bekletilmelidir. Bekletme boş kapta veya çözeltide olası sporların ortadan kaldırılmasını sağlar.